


105/1

Верхній кошик

Регульована по висоті, без форсунок-інжекторів, для різних інструментів.



- Права сторона: місце для 22 інжекторів
- Ліва сторона вільна для вставок
- Активне внутрішнє сушіння інструментів з просвітом
- Активна внутрішня сушка стоматологічних наконечників
- у обох колекторах інжектора

EAN: 4002516854814 / Номер матеріалу: 12664820 / Старий номер матеріалу: 69610502D

Категорія	
Термодезінфектори	•
Мийні дезінфектори, медичні	•
Приналежність до машини	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Категорія продукту	
Кошик інжектора	•
Верхній кошик	•
Властивості продукту	
Матеріал	Нержавіюча сталь, пластик
Колір	Нержавіюча сталь, чорний
Можливість використання центрального фільтра	•
Область застосування	
Переробка ЛОР-інструментів	•
Переробка стоматологічних інструментів	•
Пропускна здатність	
Інструменти для передачі [кількість]	22
Інструменти з просвітом [кількість]	22
Розміри та вага	
Зовнішні розміри, загальна висота в мм	220
Зовнішні розміри, загальна ширина в мм	540
Зовнішні розміри, загальна глибина в мм	540
Вага нетто в кг	4,87
Вага брутто в кг	5,56
Комп'юнерський пакет	
Набір гайкових ключів 838 [номер]	1

