


A 151

Нижній кошик

Для утримання стандартних сітчастих лотків DIN, а також різних вставок.



- Вертикальний просвіт залежить від обраного верхнього кошика
- Ширина завантаження: 490 мм, глибина завантаження: 498 мм


EAN: 4002516853992 / Номер матеріалу: 12666340 / Старий номер матеріалу: 69615101D

Категорія продукту	
Посудомийні машини для прісної води	•
Мийні-дезінфекційні машини, лабораторні	•
Термодезінфектори	•
Мийні дезінфектори, медичні	•
Машини для промислового очищення деталей	•
Мийні-дезінфекційні машини, пожежні бригади та служби екстреної допомоги	•
Приналежність до машини	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Безпека]	•
PLW 8693 [Безпека]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Категорія продукту	
Перевізна/перевізна кошиків	•
Нижній кошик	•
Характеристики	
Матеріал	Нержавіюча сталь, пластик
Колір	Нержавіюча сталь, чорний
Переробка лабораторного скляного посуду	Нержавіюча сталь, чорний
Сфера застосування	
Переробка гінекологічних інструментів	•
Переробка інструментів для отоларингології	•
Переробка стоматологічних інструментів	•
Переробка хірургічного взуття	•
Переробка тазиків	•
Переробка ниркових тарілок	•
Переробка дитячих пляшечок	•
Переробка хірургічних інструментів	•
Переробка сітчастих лотків	•

A 151

Нижній кошик

Для утримання стандартних сітчастих лотків DIN, а також різних вставок.



EAN: 4002516853992 / Номер матеріалу: 12666340 / Старий номер матеріалу:

69615101D

Переробка різних приладів	•
Переробка регуляторів дихального повітря	•
Переробка дихальних масок	•
Переробка каркасів для компресорних установок	•

Місткість	
DIN сітчастих лотків [кількість]	2
Сітчасті лотки SPRI [кількість]	1
Розміри та вага	
Зовнішні розміри, висота в мм	88
Зовнішні розміри, ширина нетто в мм	529
Зовнішні розміри, глибина в мм	522
Зовнішні розміри, загальна висота в мм	120
Зовнішні розміри, загальна ширина в мм	545
Зовнішні розміри, загальна глибина в мм	535
Вага нетто в кг	1,84
Вага брутто в кг	2,4