

E 198

Вставка

для оптимального завантаження до 6 сіток і ниркових лотків.



- Підходить для 6 сітчастих або ниркових
- 7 тримачів (6 відділень), висота 160 мм, відстань між ними 67 мм

EAN: 4002514953373 / Номер матеріалу: 07984040 / Старий номер матеріалу: 68519801D

Категорія	
Термодезінфектори	•
Приналежність до машини	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Категорія продукту	
Вставка для сітчастих лотків	•
Вставка для ниркових тарілок/чаш	•
Властивості продукту	
Матеріал	Нержавіюча сталь
Колір	Нержавіюча сталь
Кількість відділень	6
Відстань між рейками в мм	67
Висота рейки в мм	160
Область застосування	
Переробка стоматологічних інструментів	•
Місткість	
Різноманітні сітчасті лотки [кількість]	6
Ниркові чашки [кількість]	6
Стандартне електричне підключення	
Кількість фаз	0
Напруга в В	0
Частота в Гц	0
Загальне номінальне навантаження в кВт	0,00
Номінальний струм запобіжника в А	0
Розміри та вага	
Зовнішні розміри, висота в мм	160
Зовнішні розміри, ширина в мм	180
Зовнішні розміри, глибина в мм	495
Зовнішні розміри, загальна висота в мм	185
Зовнішні розміри, загальна ширина в мм	210
Зовнішні розміри, загальна глибина в мм	530
Вага нетто в кг	0,65
Вага брутто в кг	0,90