

E 339/1

Вставка

для оптимального завантаження до 12 роздільників лотків і лотків.



- Підходить для 12 роздільників або лотків
- Оснащений 13 тримачами (12відсіками).
- Максимальний розмір лотка: 290 x 30 mm

EAN: 4002515094860 / Номер матеріалу: 09233840 /  
Старий номер матеріалу: 69533902D

| Категорія                               |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Термодезінфектори                       | •                |
| Мийні дезінфектори, медичні             | •                |
| Приналежність до машини                 |                  |
| G 7831                                  | •                |
| PG 8535                                 | •                |
| PG 8536                                 | •                |
| PG 8581                                 | •                |
| PG 8562                                 | •                |
| PG 8582                                 | •                |
| PG 8582 CD                              | •                |
| PG 8591                                 | •                |
| PG 8592                                 | •                |
| PWA 8672                                | •                |
| PWD 8682                                | •                |
| PWD 8682 CD                             | •                |
| PWD 8692                                | •                |
| Категорія продукту                      |                  |
| Вставка для лотків                      | •                |
| Властивості                             |                  |
| Матеріал                                | Нержавіюча сталь |
| Колір                                   | Нержавіюча сталь |
| Кількість відділень                     | 12               |
| Область застосування                    |                  |
| Переробка стоматологічних інструментів  | •                |
| Місткість                               |                  |
| Лотки [кількість]                       | 12               |
| Стандартне електричне підключення       |                  |
| Кількість фаз                           | 0                |
| Напруга в В                             | 0                |
| Частота в Гц                            | 0                |
| Загальне номінальне навантаження в кВт  | 0,00             |
| Номінальний струм запобіжника в А       | 0                |
| Розміри та вага                         |                  |
| Зовнішні розміри, висота в мм           | 115              |
| Зовнішні розміри, чиста ширина в мм     | 305              |
| Зовнішні розміри, глибина в мм          | 49               |
| Зовнішні розміри, загальна висота в мм  | 480              |
| Зовнішні розміри, загальна ширина в мм  | 320              |
| Зовнішні розміри, загальна глибина в мм | 130              |
| Вага нетто в кг                         | 0,80             |
| Вага брутто в кг                        | 1,22             |