

E 337/1

Вставка

для оптимального завантаження вертикальних інструментів.



- Підходить для зондів, пінцетів або ротові дзеркала
- Оснащений 4 пластиковими тримачами
- 12 відділень, ширина приблизно 22 x 28 мм
- 4 відділення шириною приблизно 25 x 28 мм
- 48 відділень шириною приблизно 13 x 14 мм

EAN: 4002514953397 / Номер матеріалу: 07984130 / Старий номер матеріалу: 69533702D

Категорія	
Термодезінфектори	•
Мийні дезінфектори, медичні	•
Приналежність до машини	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Категорія продукту	
Вставка/модуль для стоматологічних інструментів	•
Властивості	
Матеріал	Нержавіюча сталь
Колір	Нержавіюча сталь
Область застосування	
Переробка стоматологічних інструментів	•
Стандартне електричне підключення	
Кількість фаз	0
Напруга в В	0
Частота в Гц	0
Загальне номінальне навантаження в кВт	0,00
Номінальний струм запобіжника в А	0
Розміри та вага	
Зовнішні розміри, висота в мм	148
Зовнішні розміри, ширина в мм	173
Зовнішні розміри, глибина в мм	445
Зовнішні розміри, загальна висота в мм	205
Зовнішні розміри, загальна ширина в мм	240
Зовнішні розміри, загальна глибина в мм	490
Вага нетто в кг	1,91
Вага брутто в кг	2,16