

E 473/2

Фільтр

з кришкою, підходить для мікрокомпонентів.



- Для кріплення
- З кришкою, що легко закривається

EAN: 4002515811962 / Номер матеріалу: 10623720 / Старий номер матеріалу: 69547303D

Категорія	
Термодезінфектори	•
Мийні дезінфектори, медичні	•
Мийні-дезінфектори великої місткості, медичні	•
Приналежність до машини	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Категорія продукту	
Інші вставки	•
Властивості	
Матеріал	Нержавіюча сталь
Колір	Нержавіюча сталь
Область застосування	
Переробка інструментів MIS	•
Переробка стоматологічних інструментів	•
Розміри та вага	
Зовнішні розміри, висота в мм	88
Зовнішні розміри, ширина в мм	66
Зовнішні розміри, глибина в мм	66
Зовнішні розміри, загальна висота в мм	80
Зовнішні розміри, загальна ширина в мм	95
Зовнішні розміри, загальна глибина в мм	110
Вага нетто в кг	0,10
Вага брутто в кг	0,14