

ДИСК ТИТАНОВИЙ TM RISUS

Матеріал	CAD/CAM система
медичний титан, GRADE 5 E1i ASTM F136, EN ISO 5832-3-2021 CE	відкритого типу

Титанові диски TM RISUS: GR5 TITANIUM DISC

Умови	Метод тестування	Rm (MPa)	RP0.2 (MPa)	A (%)	Z (%)	HB (d) мм
M	ASTM E8/E8M-22	971 (≥860)	906 (≥795)	17 (≥10)	43 (≥25)	/

ХІМІЧНИЙ СКЛАД

Ti	Al	V	Fe	C	N	H	O	Ni	Be	Cd	інші
Стандартне значення	5,5-6,5	3,5-4,5	≤0,25	≤0,08	≤0,03	≤0,008	≤0,13	≤0,10	<0,10	<0,10	≤0,30

РОЗМІР	ВАГА
∅ 98 мм x 10 мм	340 г
∅ 98 мм x 12 мм	400 г
∅ 98 мм x 14 мм	460 г
∅ 98 мм x 16 мм	520 г
∅ 98 мм x 18 мм	580 г
∅ 98 мм x 20 мм	640 г
∅ 98 мм x 22 мм	700 г
∅ 98 мм x 25 мм	790 г